


SNUG II-serien Precisionsvågar

SNUG II -serien för vägning av allt som kräver hög noggrannhet och små vikter. Har även räkne och % - funktion.

FÖRDELAR

- Batteridrift
- RS-232C
- Rostfri vågplatta
- Nollföljning
- Automatisk avstängning vid batteridrift
- 150 g / 0.005g - 3000 g / 0.1g
- Option: Dubbel display (Dual)



SPECIFIKATIONER

Typ		SNUG II-150	SNUG II-300	SNUG II-600	SNUG II-1500	SNUG II-3000
Kapacitet / Gradering	Gram	150x0.005	300x0.01	600x0.02	1500x0.05	3000x0.1
	Carat	750x0.02	1500x0.05	3000x0.1	7500x0.2	15000x0.5
Storlek vågplatta		Diam 125mm	145 x125 mm			
Display	LCD med bakgrundsbelysning					
Utgång	RS 232C, baud rate 4800 or 9600, selectable					
Matning	6V/300mA AC/DC - 220, 240VAC +/- 10%, 50/60Hz eller 4 st UM-2 batterier					
Arbets temp.	0°CXC ~40°CXC (32°CXF ~ 104°CXF)					
Max. fuktighet	85% relativ fuktighet, icke kondenserande					

VETEK

Vetek Weighing AB, Box 79. 760 40 Väddö

Tel 0176 208920 Fax 0176 208929
info@vetek.se www.vetek.se
Datasheet SNUG II-serien Rev 02.2009