



PERSONVÅG AV GLASTYP 200 KG / 50 G

Personvåg av glastyp för hälsocenter, hem o fritid 200 kg / 50 g

GBS-1200HP är en ny snyggt designad Personvåg av 10 mm "härdad glas".

UNIKT FÖR DENNA VÅG:

- Bredden 40 cm gör att storvuxna får plats.
- Unik noggrannhet med 50 g upplösning upp till 200 kg.
- Oss veterligen enda glasvåg som är kalibrerad för Sverige.
- Vågen har bakgrundsbelysning.

Vågens typiska användningsplatser är olika typer av mottagningar, hälsocenter, hem, kontor, omklädnadsrum eller kort sagt på alla ställen där man vill ha en bra personvåg. Vågen kan även användas av patienter själva på sjukhus och vårdcentraler.

SPECIFIKATIONER

Spänningsmatning:	Batteri 9 V alkaliskt
Funktion:	Automatisk nollföljning
Display:	25 mm LCD siffror
Kapacitet / Gradering:	200 kg / 50 g.
Temperaturområde:	5 till +35 °C
Dimension:	40 x 31 x 4 cm.
Egenvikt:	4 Kg.
Godkännande:	Inte godkända för att användas av medicinskt behörig personal men det finns inget legalt hinder att inte en patient väger sig själv.
Vågarna startas:	Med ett snabbt och distinkt tryck på glasplattan.
Avstängning:	Automatisk

IGÅNGKÖRNING: Vänd vågen upp och ned, ta bort batteriluckan och koppla in batteriet. Sätt dit luckan igen. Klart!