



STOLVÅG VEH-200-EC

Stolvåg för sjukhus och vårdhem

FÖRDELAR

- Enkel att använda
- Hög noggrannhet
- 6 siffrors LCD-Display
- Auto power off funktion
- Mycket komfortabel
- Option: Blåtand / Wlan / USB



SPECIFIKATIONER

Spänningsmatning:	Alkaliskt batteri 9 V
Kapacitet / Gradering:	200 Kg / 100 g
Funktion:	Automatisk nollföljning, 6 st LCD-19 mm siffror
Temperaturområde:	0 till +30°C
Egenvikt:	25 Kg (emballage 580x800x720 mm)
Data interface:	RS232
Godkännande:	Klass III, FI 02.1.01 enligt 90/384/EEC Medicinska direktivet 93/42 EEC.CE