



PERSONVÅG AV-200-EC-P 200 (250) KG

Personvågen för sjukhus, vårdcentralen, sport och fritid

Personvåg AV-200-EC-P är en svensk personvåg.

Vågen kan krönas/verifieras 200 kg / 100 g alt utan pelare mot merpris 250 kg / 100 g (AV-250-EC).

FÖRDELAR

- Hög kvalité och noggrannhet.
- Andra kapaciteter utan extra kostnad.
- Pelare för indikatorn.
- Robust konstruktion.
- EU-typgodkänd.
- Lågt pris.

OPTION

- AV-200-EC, levereras utan pelare.
- AV-250-EC 250 kg / 100 g verifierbart, utan pelare
- Indikator med uppladdningsbart batteri.
- Väska för portabelt bruk.
- RS232 / Blåtand / Wlan / USB

EN KOMPLETT VÅG AV-200-EC-P BESTÅR AV:

Vågindikator TI-1200-S

Robust vågindikator i stål . Indikatorn är normalt monterad på en pelare (i versionen utan pelare, AV-200/250-EC levereras med bygel för väggmontage eller kan den placeras på t.ex. ett bord).

Indikatorns Tara Netto/Bruttofunktion kan användas för vägning av barn som hålls i famnen av en vuxen person.

Pelare ingår i AV-200-EC-P.

Vågplattan P-200

Vågplattans övre del är i rostfritt stål och försedd med halkskydd. Vågen är konstruerad för att tåla normal miljö i omklädningsrum o dyl. Mycket robust utförande.

SPECIFIKATIONER

Spänningsmatning:	9 VDC Batterieliminatör 220 VAC ingår
Kapacitet:	200 kg
Gradering:	100 g
Display:	6 st 19 mm LCD siffror
Temperaturområde:	0 till +30°C
Dimension vågplatta:	300 x 350 x 65 mm
Egenvikt:	Ca 7 Kg
Data interface:	RS232
Godkännande:	Klass III, FI 01.1.04 enligt 90/384/EEC och Medicinska direktivet 93/42 EEC. CE