




PORTABEL PERSONVÅG VB3-200

Personvågen för sjukhus, hem, fritid, idrott och sport.

FÖRDELAR

- Hög noggrannhet
- 6 siffrors LCD-Display
- Auto power off funktion
- 6 siffrors LCD-Display
- Auto power off funktion
- Mycket robust o kompakt
- Helt i aluminium
- Extremt lättanvänd

Vågblocket är konstruerat för att klara att väga upp till 200 kg oberoende av hur man står på vågen. För att skydda den och för att underlätta vid transport ingår en axelremsväska.

Skillnaden mellan vågarna är att VB2-200-EC uppfyller alla direktiv för att få användas i medicinska sektorn. I andra sammanhang krävs normalt inte verifier/krönbara vågar. Den overifier/okrönbara VB2-200-50 är minst lika noggrann på alla vanliga applikationer.

SPECIFIKATIONER

Strömförsörjning:	6xAA alkaliska batterier (ingår). Möjlighet att använda extern 9 VDC adapter (ingår)
Dimension, vikt:	260 x 345 x 55 mm, 4,9 kg
Funktioner:	Till, Netto/brutto, Från/nolla, Tara. Auto-power off
Data interface:	RS232
Temperaturområde:	0 till +30°C (VB2-200-50 -10 till +40°C)

TYP	KAPACITET/GRADERING	KRÖNBAR	ANRN
VB3-200-EC	Max 200 kg/ 100g	Ja	FI01.1.03. Revision 1 enligt 90/384/EEC. Medicinska direktivet 93/42 EEC. RS232. Noggrannhetsklass: III
VB3-200-50	Max 200 kg/ 50 g	Nej	"Sportvågen" för allt utom medicinskt användande.